

BAÑO DE VAPOR MAIBÉ

Generador eléctrico de vapor con cabina plegable, apto para tratamientos medicinales y reducción de peso. disfrute de los grandes beneficios que le proporcionará este maravilloso aparato con cuyo auxilio, personas han superado afecciones orgánicas tan molestas como son las de los riñones, diabetes, artritis y obesidad.

- Resumen de las indicaciones para el buen uso de este artefacto

De lo que se puede hacer

- 1.- usar agua y corriente del suministro
- 2.- agregar pequeñas cantidades de esencias aromáticas
- 3.- mantener el estanque permanentemente con agua.

De lo que no puede hacer:

- 1.- dejar la cubierta sin secar
- 2.- añadir sales o sustancias corrosivas al agua
- 3.- una vez usada la unidad, olvidar en algún sitio húmedo.
- 4.- usar un toma-corriente que no lleve conexión a tierra.
- 5.- conectar el equipo haciendo uso alargadores que supriman la toma de tierra

BAÑO DE VAPOR CON CABINA PLEGABLE. APTO PARA USO TERAPÉUTICO Y COSMÉTICO

¿ COMO USAR EL BAÑO DE VAPOR?

El estanque tiene una capacidad de 4 litros de agua, los cuales entregan dos horas de vapor. Posee sensores de nivel para proteger la unidad calefactora, por lo que es necesario que contenga un mínimo de un litro y medio de agua para que comience a funcionar. Así mismo un sensor de nivel máximo indica cuando el estanque esta lleno.

Instale el equipo en su sala de baño moderno, sin embargo en caso de no encontrar suficiente espacio allí, no hay inconveniente en usarlo en otros sitios que no posean sumidero cercano: basta colocar una toalla grande en el piso antes de montarlo lo que sera suficiente para recoger el vapor condensado durante media hora.

El generador de vapor tiene capacidad de cubrir mas de 0.56 metros cúbicos de espacio, que es más o menos el espacio que encierra su cubierta plegable.

La cabina plegable esta manufacturada con un material sintético resistente que impide la formación de hongos, sin embargo es recomendable colocarla en un tendedero después de usarla.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Por ser un artefacto que va conectado directamente a la red electrica, es importante tomar algunas precauciones antes de usarlo

- No deje solo el aparato cuando este conectado. Desconecte de la toma de corriente cuando no lo use y antes de darle servicio.
- No permita que se use como juguete, ponga mucha atención cuando lo use un niño o cerca de uno.
- Úselo solamente como indica en este manual.
- No lo utilice con el cordón eléctrico o la clavija dañados.

CONTACTO

+569 90590208

<https://www.facebook.com/saunasvicmo>

msotoflores1970@gmail.com

Instrucciones de conexión a tierra

Este aparato debe tener conexión a tierra. En caso de avería o mal funcionamiento, la conexión a tierra proporciona una ruta de menor resistencia para la corriente eléctrica a fin de reducir el riesgo de choque eléctrico.

Este aparato está equipado con un cable que tiene un conductor a tierra del equipo y una clavija de conexión a tierra. La clavija debe insertarse en una toma de corriente apropiada con conexión a tierra.

Póliza de garantía Maibé

Fecha emisión:
Nombre usuario:
Dirección:
Teléfono:
Ciudad:
Modelo y serie:

maibé

Características técnicas y eléctricas

- CONSUMO: 1500 VATIOS
- ALIMENTACIÓN: 220V, 50HZ - 6.8 AMPERIOS
- TOLERANCIA SWITCH: 16 AMPERIOS
- CAPACIDAD: 3.5 LITROS
- NIVEL DE AGUA: 1 LITRO
- MATERIAL ESTANQUE: LAMINA DE COBRE DE 1.5 CM
- MATERIAL CABINA: TEVINIL RESISTENTE CON BASE DE FIBRA
- VOLUMEN DE VAPOR: 0.56 MTS CUBICOS
- ESTRUCTURA: PVC

¿como contactarnos?

Fono: 225553520
Cel: +569 90590208
Dirección: Aldunate #1434 Santiago
Mail: msotoflores1970@gmail.com

Tratamiento de dolencias por el método del baño de vapor

El tratamiento de dolencias por el método del baño de vapor ("que Lazaeta llamara lavado de la sangre") consiste en una serie de reacciones circulatorias provocadas en la piel por el calor del vapor. Al restregar vigorosamente todo el cuerpo con una toalla mojada en agua fría aumentara a circulación de la sangre relajando el sistema nervioso.

Sabemos que el sistema nervioso es el motor que pone y mantiene en acción las funciones de la nutrición y eliminación, en que descansa todo el proceso vital. La energía nerviosa depende de la calidad de la sangre, una pura mantiene nervios sanos y vigorosos, vale decir, actividad funcional del cuerpo, que es salud integral.

Sangre impura debilita la vitalidad nerviosa y, por lo tanto, deprime la actividad funcional del organismo, originando el estado enfermo. Por fin, sangre intoxicada paraliza la acción del sistema nervioso, vale decir, las defensas orgánicas conduciendo a la muerte.

Ahora, congestionando la piel con el vapor, los órganos interiores del cuerpo quedan trabajando como un mínimo de sangre, lo que procura gran alivio y permite, aun a enfermos del corazón, asma y pulmones, aprovechar sus beneficios.